



VITAL'ACT-3S

NOUVELLE BASE CCAM 47.00

13 juin 2017

Chers partenaires / utilisateurs

Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs que l'outil de chargement de la base CCAM version 47.00 pour le **VITAL'ACT-3S** est disponible dès aujourd'hui dans le réseau de distribution. Cette mise à jour intègre les modifications réglementaires qui entrent en vigueur au 15 juin 2017. Nous recommandons de l'appliquer à partir de cette date.


Cet outil de chargement concerne les prescripteurs et les sages-femmes utilisant un **VITAL'ACT-3S** en version 4.12 ou ultérieure, avec une carte micro-SD qui embarque la nomenclature des actes techniques CCAM.

Vous pouvez obtenir les informations relatives aux évolutions de la base CCAM sur le site <http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php>.


Comment faire ?

Vous pouvez consulter la version de la base CCAM via l'appui sur la touche « ******* » qui vous permet d'accéder au menu principal : positionnez le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur « **Informations** » , validez avec la touche  puis naviguez dans les informations du lecteur, à l'aide des touches « **HAUT** » et « **BAS** », jusqu'aux informations « **Base CCAM** ». Si votre **VITAL'ACT-3S** embarque une base CCAM inférieure à 47.00, vous pouvez appliquer cette mise à jour pour disposer des dernières évolutions réglementaires.

1. Raccordez votre **VITAL'ACT-3S** en USB au poste de travail.
2. Récupérez l'outil de chargement CCAM auprès de votre revendeur et téléchargez-le sur votre poste de travail.
3. Double-cliquez sur l'icône de l'application « CCAM Chargeur » pour ouvrir l'outil de chargement.



4. Cliquez sur le bouton « **Charger** » qui lance l'installation de la mise à jour. Attention à ne pas débrancher le terminal durant l'opération. A l'écran du poste de travail, le pourcentage de chargement est visible via la barre de progression.



Le **VITAL'ACT-3S** indique à l'écran « chargement » et le décompte des données reçues. Le chargement prend au moins 5 minutes. Le **VITAL'ACT-3S** procède ensuite à un contrôle d'intégrité de la base CCAM puis installe celle-ci. Durant cette opération **attention** à ne pas débrancher le **VITAL'ACT-3S**.

En fin de mise à jour, une fenêtre sur le poste de travail vous indique que « **Le chargement est effectué** » et le **VITAL'ACT-3S** revient sur l'écran « **ATTENTE ORDRE** ». Vous pouvez alors débrancher votre **VITAL'ACT-3S**.

Votre VITAL'ACT-3S peut désormais être utilisé comme habituellement.

En vous remerciant pour votre confiance.

L'équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID